
Pro použití s ADAMS™ A_{1c} HEMOLYZAČNÍ PROMÝVACÍ ROZTOK 80H

VŽDY MĚJTE TENTO PŘÍBALOVÝ LETÁK PO RUCE A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE
PŘED POUŽITÍM

URČENÍ POUŽITÍ

Tento produkt je určen ke stanovení Hemoglobinu A_{1c} (HbA_{1c}) v plné lidské krvi s použitím přístroje ADAMS™ A_{1c} HA-8180 series. Použijte tento produkt k naředění vzorků plné krve a na mytí zkumavek, kterými proudí vzorek. Tento produkt je určen pouze pro *in vitro* použití.

SOUHRN A PRINCIP

Měření stabilního HbA_{1c} je velmi užitečné pro diagnózu a léčbu diabetu a sledování diabetických stavů. Přístroj HA-8180 měří HbA_{1c} v krvi metodou chromatografie s reverzní fází. Vzorek krve rozředěný s hemolyzačním roztokem je poslán do kolony, která rozdělí vzorek do několika frakcí jednotlivých složek hemoglobinu metodou založenou na HPLC.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ:

Varování

- Tento produkt obsahuje méně než 0,02 % azidu sodného (NaN₃), který dráždí sliznice.
- Azid sodný může reagovat s mědí nebo olovem, čímž se může potenciálně vytvořit explozivní metal azid.
- Azid sodný také může reagovat s kyselinami, což vede k vytvoření toxického explozivního hydrogenazidu.
- Proto při nakládání s těmito materiály byste je měli spláchnout velkým množstvím vody, aby se zabránilo výskytu zbytkových činidel ve vodním potrubí.
- Při zasažení očí nebo úst tímto produktem okamžitě vypláchněte postižené místo proudem vody a konzultujte s lékařem.
- Při zasažení pokožky opláchněte proudem vody.
- Nakládejte s odpadem, který obsahuje krev, podle lokálních předpisů pro biologicky nebezpečný odpad.

Opatření

- Pouze pro *in vitro* použití.
- Tento produkt je určen pouze pro přístroj ADAMS™ A_{1c} HA-8180 series. NEPOUŽÍVEJTE jej pro jiné přístroje.
- Jestliže je produkt skladován na chladném místě, jako je lednice, ponechejte produkt ve stejném prostředí jako je přístroj nejméně jednu hodinu před použitím.
- NEPOUŽÍVEJTE láhev s hemolyzačním promývacím roztokem po uplynutí data expirace.
- Datum expirace je uvedeno jak na krabici, tak i na štítku balení.

- Umístěte láhev s hemolyzačním promývacím roztokem do určené polohy na podložku na láhve a správně připojte víčko lahve s tryskou pro hemolyzační promývací roztok
- Vyměňte láhev hemolyzačního promývacího roztoku tehdy, když v ní zbývá velmi malé množství.
- Přidání nového hemolyzačního promývacího roztoku do starého balení může způsobit nesprávné výsledky měření.
- S tímto produktem zacházejte vždy opatrně.
- Vhňte se fyzickým otřesům.

PROCES MĚŘENÍ

Viz operační manuál pro ADAMS™ A_{1C} HA-8180 series.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte neotevřená balení hemolyzačního promývacího roztoku při teplotě mezi 3°C až 30°C, zabraňte přímému slunečnímu světlu.
- Po otevření spotřebujte hemolyzační promývací roztok během jednoho měsíce, i když je to před datem expirace.
- Jestliže není přístroj používán po dobu jednoho týdne a více, odstraňte balení hemolyzačního promývacího roztoku z přístroje. Poté jej pevně uzavřete a uskladněte při teplotě mezi 3 °C až 30 °C, abyste zabránili odpaření a/nebo zkoncentrování.

POSKYTNUTÝ MATERIÁL

Hemolyzační promývací roztok 80H: 3 láhve x 2 L/krabice, fosfátový pufr obsahuje surfaktant.

Materiál láhve:

Obal láhve se skládá z polyethylenu (PE), víčko je z polypropylenu (PP).

Vysvětlivky symbolů



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi,
Shiga 520-3306, Japan



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

DISTRIBUTED BY
ARKRAY USA, Inc.
5198 West 76th Street
Minneapolis, MN 55439, U.S.A.
952.646.3200



Issued : FEB. 2010
Rev.: NOV. 2015



Teplota skladování
Zdravotnický prostředek *In Vitro*
Diagnostics
Výrobce
Šarže
Expirace
Tento produkt odpovídá směrnici
98/79/EC
Autorizovaný zástupce pro Evropu
Viz instrukce pro použití
Katalogové číslo