

arkray

Adams Lite HA-8380



- doba měření jednoho vzorku 100 s (Fast Mode), 160 s (Variant Mode)
- stojan na 5 vzorků, podavač na 10 vzorků (2 stojany), „cap-piercing“ systém, měření z primárních zkumavek nebo kepur
- potřebné množství vzorku 10 μ l (plná krev), možnost kapilárního odběru
- měřené parametry: HbA1C, HbF (Fast Mode) + HbS, HbC (Variant Mode)
- automatická kalibrace, výborná přesnost – CV < 1 %
- integrovaná tiskárna a čtečka čárových kódů, paměť na 300 výsledků, LCD displej
- možnost napojení na LIS (RS-232C), obousměrná komunikace
- snadná údržba a výměna spotřebního materiálu, tichý chod
- rozměry: 330 mm (Š) x 515 mm (H) x 485 mm (V); hmotnost 35 kg