



Aution MINI AM-4290

- poloautomatický semikvantitativní močový analyzátor – obsluha pouze ponoří diagnostický proužek do vzorku moči a položí na podavač



- kapacita 120 testů/hod.
- používá originální reagenční stripy Aution STICKS (4-10 měřených parametrů)
- měřené parametry: GLU, KET, BIL, NIT, PRO, URO, pH, krev, LEU, Spec.grav.




	10EA	9EA	8EA	7EA	6EA	5EA	4EA
GLU	•	•	•	•	•	•	•
PRO	•	•	•	•	•	•	•
BIL	•	•	•	•	•	•	•
URO	•	•	•	•	•	•	•
PH	•	•	•	•	•	•	•
S.G.	•	•	•	•	•	•	•
BLD	•	•	•	•	•	•	•
KET	•	•	•	•	•	•	•
NIT	•	•	•	•	•	•	•
LEU	•	•	•	•	•	•	•

- reflektační metoda, LED lampa, 2 vlnové délky (565,635,760 nm)
- teplotní kompenzace umožňuje měřit v teplotách od 10 – 30 °C při zachované přesnosti měření
- označení pozitivních výsledků
- odsávání přebytečné moči, zabráňující kontaminaci různých políček stripu
- integrovaná termotiskárna
- paměť na 100 výsledků
- snadná údržba
- přenos výsledků do PC (RS-232), možnost napojení na LIS
- rozměry: 540mm(šířka), 540mm(hloubka), 500mm(výška)
- váha 3 kg

