



## SPOTCHEM EZ SP-4430

- automatický biochemický analyzátor používající reagenční stripy (princip „suché chemie“), výborná shoda s „mokrou chemií“
- měří až 9 parametrů současně, v nabídce 27 různých analytů včetně vyšetřovacích panelů (jaterní, ledviny, kardio,...)
- měření ze séra nebo z plné krve (integrována centrifuga)



Potřebný objem vzorku: 250ul plné krve nebo 38ul + 6ul/parametr séra

- typy stripů a ceník - viz. 2. strana prospektu, expirace stripů 18 měsíců
- rychlost max. 63 testů/hod.
- snadná kalibrace magnetickou kartou
- zabudovaná termotiskárna pro výstup výsledků
- paměť na 100 výsledků
- přenos výsledků do PC (RS-232), možnost napojení na LIS
- možnost připojení čtečky čárového kódu
- rozměry: 338mm(šířka), 203mm(hloubka), 167mm(výška)
- váha 5,5 kg

MEDISTA  
spol. s r.o.  
U Krčské vodárny 939/1a  
140 00 Praha 4  
Czech Republic



Tel.: 241 444 525  
241 444 668, 637  
Fax: 241445980  
medista@medista.cz  
www.medista.cz