

Biochemický analyzátor

EUROLyser

CUBE-VET



rychlý
moderní
přesný

- flexibilní, plně automatický analyzátor pro point-of-care veterinární diagnostiku na bázi mokré chemie
- uživatelské rozhraní postavené na PC-tabletu a operačním systému Android
- během několika minut získáte výsledky srovnatelné s velkými laboratorními přístroji
- výrobce neustále rozšiřuje portfolio měřených parametrů



CUBE-VET

PARAMETR	POPIS	VZOREK	OBJEM	ZVÍŘE
cCRP	sledování zánětů	Serum / Plasma	5 µl	Pes
Progesterone	plánování reprodukce	Serum / Plasma	40 µl	
Fibrinogen	sledování zánětů	Citrated- / Li-hep-plasma	5 µl	Kůň
SAA	sledování zánětů	Serum / Plasma	5 µl	
Fructosamine	diabetes	Serum / EDTA Plasma	20 µl	Neomezeně
GLDH	funkce jater	Serum / Plasma	100 µl	
NH3	funkce jater	EDTA plasma	20 µl	
Haemoglobin	anémie	Plná krev	20 µl	
Lactate	metabolismus	Plasma	20 µl	
Lipase	funkce slinivky břišní	Serum / Li-heparin plasma	20 µl / 5µl	
Phenobarbital	epilepsie	Serum / Li-hep-plasma	20 µl	
T4	funkce štítné žlázy	Serum / Plasma	20 µl / 5 µl	
Total Bile Acids	funkce jater	Serum / Plasma	100 µl	



MEDISTA

www.medista.cz
medista@medista.cz