

CRP VetReader

Analyzátor pro rychlé stanovení **C-reaktivního proteinu** pro veterinární medicínu

- Malý a kompaktní přístroj (externí napájení)
- Přídavný vortex - "třepačka" pro promíchání měřících kyvet
- Malé množství séra/plazmy pro vyšetření: **5µl**
- Primárně určené pro měření CRP krevních sér/plazmy u **psů**
- Příprava kyvety - promíchání na vortexu: **30s**
- Krátký čas měření: **11min**
- Princip měření indukčnosti magnetických částic v měřící kyvetě (jednoduchá metoda měření bez optiky)
- Rozsah **10 - 140mg/l** (možné zvýšit naředěním vzorku PBS puforem)
- Dobře čitelný LCD displej
- Výstup RS232 na externí tiskárnu



VetReader + LabDancer Vortex
20.000,- Kč
(bez 20% DPH)



Obsah balení reagenčního kitu

- 20ks měřících kyvet s reagensií (skl. teplota 2-8°C)
- 25ks skleněných kapilár pro odběr séra/plazmy
- Standardní CRP kontrola
- Čip s daty nutnými pro měření (algoritmus, šarže, ...)

Canine CRP Test Kit
3.500,- Kč (1 test ~ 175,- Kč)
(bez 20% DPH)

MEDISTA, spol. s r.o.
U Krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic



MEDISTA

Tel.: 241 444 525
241 444 637
241 444 668
Fax: 241 445 980
medista@medista.cz
www.medista.cz