



NOVINKA

- vyšší přesnost
- nové funkce

NIST/DKD návaznost

Každému teploměru přísluší výrobní číslo s návazností na NIST (National Institute of Standards and Technology) a DKD (Deutscher Kalibrierdienst) teploměry, což umožňuje Vaší laboratoři splňovat standardy zavedené CAP (College of American Pathologists). Není nutná kalibrace po zakoupení. Ke každému teploměru je přiložen certifikát o přesnosti a tabulka pro každodenní záznam teploty.



Temp-Chex Digital II

Digitální teploměr pro přesné sledování teploty v laboratoři

Jak vyplývá z mnoha předpisů (např. podle CAP a CLIA předpisů), mají laboratoře sledovat aktuální teplotu v teplotně kontrolovaných prostorech, u přístrojů a dalších zařízení, v chladících boxech pro transport materiálů (krev, plazma...) atd.

Streck nabízí **Temp-Chex Digital II**, digitální teploměr s návazností na standardy NIST a DKD. **Není nutná kalibrace po zakoupení.**

Vlastnosti :

- měřicí rozsah : -50 do +200°C
- přesnost : $\pm 0,5^\circ\text{C}$ od -30°C do 90°C,
 $\pm 1^\circ\text{C}$ od -50°C do -30°C,
 $\pm 2^\circ\text{C}$ od 90°C do 150°C,
 $\pm 3^\circ\text{C}$ od 150°C do 200°C
- jednotky °C, nebo F
- samostatná měřicí elektroda
- teplotní čidlo je ponořené do lahvičky skleněných korálků, které tlumí teplotní skoky (např. otevření lednice, přepravního boxu ...)
- vlastní teploměr může být umístěn mimo teplotně kontrolovanou oblast
- programovatelný low/ high alarm
- při překročení limitů se spustí akustický i optický alarm
- záznam času a datumu až 10-ti překročení nastavených limitů
- paměť pro min/max teplotu
- teploměr může být upevněn magneticky, zavěšen, nebo pomocí stojánku postaven na vodorovnou plochu
- přehledné zobrazení teploty na digitálním LCD displeji

Katalog. č.	Popis	Cena
240501	Temp-Chex Digital (- 50°C až 200°C)	1 860,- Kč



Cena je bez DPH .

Označení a názvy přístrojů jsou obchodními značkami jejich příslušných nositelů.

MEDISTA
spol. s r.o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Czech Republic



tel.: 241444525
241444668, 241444637
Fax: 241445980
medista@medista.cz
www.medista.cz