



Temp-Chex Digital

Digitální teploměr pro přesné sledování teploty v laboratoři

Jak vyplývá z mnoha předpisů (např. podle CAP a CLIA předpisů), mají laboratoře sledovat aktuální teplotu v teplotně kontrolovaných prostorech, u přístrojů a dalších zařízení, v chladících boxech pro transport materiálů (krev, plazma...) atd.

Streck nabízí Temp-Chex Digital, digitální teploměr s návazností na standardy NIST a DKD. **Není nutná kalibrace po zakoupení.**

NIST/DKD návaznost

Každému teploměru přísluší výrobní číslo s návazností na NIST (National Institute of Standards and Technology) a DKD (Deutscher Kalibrierdienst) teploměry, což umožňuje Vaší laboratoři splňovat standardy zavedené CAP (College of American Pathologists). Není nutná kalibrace po zakoupení. Ke každému teploměru je přiložen certifikát o přesnosti a tabulka pro každodenní záznam teploty.

Přesnost

Teploměr Temp-Chex Digital má velký displej pro přehledné zobrazení teploty. Přesnost je $\pm 1^\circ\text{C}$ při teplotě do 120°C , $\pm 3\%$ při teplotě od 120°C do 200°C . Teplotní čidlo je ponořené do lahvičky skleněných korálků, které tlumí teplotní skoky. Díky tomu měřená teplota nekolísá vlivem otevření a zavření dveří (např. otevření a zavření lednice, přepravního boxu atd.). To má za následek správnější a přesnější čtení teploty

Bezpečnost a spolehlivost

Temp-Chex Digital je bezpečná alternativa ke rtuťovému teploměru. Nejsou užity žádné toxické nebo hořlavé chemikálie. Temp-Chex Digital je vyroben z materiálů odolných nepříznivému prostředí a bude pracovat spolehlivě mnoho let. Díky širokému rozsahu teplot, které měří, je předurčen pro mnoho aplikací. Můžete se spolehnout na Streck Digital Temp-Chex při získávání přesných měření teplot.

Měřicí rozsah :

- -50 do $+200^\circ\text{C}$
- jednotky $^\circ\text{C}$, nebo F
- samostatná měřicí elektroda
- teplotní čidlo je ponořené do lahvičky skleněných korálků, které tlumí teplotní skoky (např. otevření lednice, přepravního boxu ...)
- vlastní teploměr může být umístěn mimo teplotně kontrolovanou oblast

Stálé zobrazení teploty :

- přehledné zobrazení teploty na digitálním LCD displeji
- záznam MIN /MAX teploty, držení teploty HOLD
- teploměr může být upevněn magneticky, zavěšen, nebo pomocí stojánku postaven na vodorovnou plochu

Návaznost na NIST / DKG

- splňuje CAP standardy
- přesnost $\pm 1^\circ\text{C}$ při teplotě do 120°C , $\pm 3\%$ při teplotě od 120°C do 200°C

Katalog. č.	Popis	Cena
240056A	Temp-Chex Digital; nakalibrovaný - 50°C až 200°C	1 580,- Kč

Streck
Clinical Laboratory Products You Can Count On.

Cena je bez DPH 10 %..



Označení a názvy přístrojů jsou obchodními značkami jejich příslušných nositelů.

MEDISTA
spol. s r.o.
U krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic

 **MEDISTA**

tel.: 241444525
241444668, 241444637
Fax: 241445980
medista@medista.cz
www.medista.cz