

# INDIKO PLUS



- stolní plně automatický biochemický analyzátor pracující v systému „random access“
- měření na principu fotometrie (vlnové délky 340, 405, 420, 480, 510, 520, 540, 575, 600, 660, 700, 800 nm), možnost ISE
- zvlášť nosič stojanů pro vzorky a nosič stojanů pro reagentie (42 pozic pro reagentie, 54 pozic pro vzorky)
- chlazené pozice pro vzorky i reagentie
- rychlost měření: až 350 testů/h
- typ vzorků: sérum, plazma, moč, plná krev, mozkomíšní mok
- možnost měření více parametrů najednou, možnost kontinuálního vkládání vzorků
- čtečka čárových kódů vzorků
- uživatelsky jednoduché a komfortní interface, software v českém jazyce
- on-screen help, dotyková barevná LCD obrazovka
- snadná výměna spotřebního materiálu
- uživatelský manuál v českém jazyce
- rozměry: 94 cm (šířka) x 70 cm (hloubka) x 62 cm (výška), hmotnost 110 kg