

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle doplněného Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II 2015/830.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu: CyMet NR III CN Free
Číslo produktu 3486

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Identifikované použití: Použití pro laboratorní účely, výzkum a výrobu.
Nedoporučené použití: Není určeno.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Avantor Performance Materials Poland S.A.
Sowinskiego 11str., 44-101 Gliwice,
Poland

telefon: 48 32 239-20-00
fax: 48 32 239-23-70

Kontaktní osoba: Environmental Health & Safety

E-mail: export@avantormaterials.com SDS: SDS@avantormaterials.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: CHEMTREC: (420)-228880039

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek byl klasifikován podle platných zákonů.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.

Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická nebezpečí pro vodní prostředí

Kategorie 2

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení



Standardní věta(y) o nebezpečnosti:

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Reakce:

P391: Uniklý produkt seberte.

Likvidace: P501: Odstraňte obsah/obal ve vhodném likvidačním zařízení v souladu s příslušnými zákony, předpisy a charakteristikami produktu platnými v době likvidace.

2.3 Další nebezpečnost Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Chemický název	Koncentrace	Č. CAS	ES-číslo	Registrační č. REACH	multiplikační faktory:	Poznámky
Dodecyltrimethylammonium bromide	2,5 - <5%	1119-94-4	214-290-3	Údaje nejsou k dispozici.	Údaje nejsou k dispozici.	
ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE	1 - <5%	6009-70-7	214-202-3	Údaje nejsou k dispozici.	Údaje nejsou k dispozici.	

* Veškeré koncentrace jsou udány v hmotnostních procentech, pokud se nejedná o plynné složky.

Koncentrace plynů jsou uvedeny v objemových procentech.

Tato látka má stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Klasifikace

Chemický název	Klasifikace	Poznámky
Dodecyltrimethylammonium bromide	Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 2 H315, Eye Dam. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 1 H410	Údaje nejsou k dispozici.
ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE	Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H302	Poznámka A

Plné znění všech H-vět je uvedeno v oddíle 16.

CLP: Nařízení č. 1272/2008.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Obecně: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Tento bezpečnostní záznamový list předložte ošetřujícímu lékaři.

4.1 Popis první pomoci

Inhalování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.

Styk s Kůží: Omývejte kůži důkladně mýdlem a vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Kontakt s očima: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Jakýkoli materiál, který vnikne do očí, okamžitě vypláchněte vodou. Je-li to možné, vyndejte kontaktní čočky.

Požiti: Vypláchněte ústa. Při výskytu symptomů přivolejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte osobě v bezvědomí tekutinu.

- 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:** Může způsobit podráždění pokožky, očí a dýchacího ústrojí.
- 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**
- Nebezpečí:** Žádné informace o nepříznivých účincích následkem expozice.
- Ošetření:** Ošetřete symptomaticky. Symptomy mohou být zpožděné.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- Obecné Nebezpečí Požáru:** Žádné zvláštní nebezpečí ohně nebo výbuchu není zaznamenáno.
- 5.1 Hasiva**
- Vhodná hasiva:** Používejte hasicí prostředky vhodné pro okolní materiály.
- Nevhodná hasiva:** Žádný známý.
- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:** Žádný známý.
- 5.3 Pokyny pro hasiče**
- Speciální postupy při hašení:** V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
- Speciální ochranné prostředky pro hasiče:** Hasiči musí používat standardní ochranné zařízení, včetně protipožárního oděvu, přilbu s obličejovým štítem, rukavice, gumové holínky a samostatný dýchací přístroj v uzavřených prostorech.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:** Nepovolané osoby udržujte v odstupu.
- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:** Rozlitý materiál vysajte vermikulitem nebo jiným inertním materiálem, poté uložte do nádoby určené pro chemický odpad. Zahradte dále od větších rozlití pro pozdější regeneraci a likvidaci.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly:** Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování:

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:** Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Po skončení práce sundejte zašpiněný oděv a důkladně si umyjte kůži vodou a mýdlem. V oddílu 8 bezpečnostního listu jsou informace o prostředcích osobní ochrany. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:** Údaje nejsou k dispozici.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Žádná ze složek nemá stanovené limity expozice.

8.2 Omezování expozice

Vhodné Technické Kontroly:

Údaje nejsou k dispozici.

Individuální ochranná opatření, včetně osobních ochranných prostředků

Obecné informace:

Používejte dostatečnou celkovou ventilaci (typicky 10 výměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Za zvláštních okolností, jako jsou nedostatečně větrané prostory, zahřívání, odpařování kapaliny z velké plochy, sprejování, mechanická tvorba prachu, vysoušení pevné látky apod., může být zapotřebí dodatečná/přídavná odsávací ventilace, uzavřené systémy a ochrana dýchacích cest a očí.

Ochrana očí a obličeje:

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

Ochrana kůže

Prostředky na Ochranu Rukou:

Materiál: Rukavice odolné vůči chemikáliím

Jiné:

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest:

Pokud technická opatření neudrží koncentraci v okolním vzduchu pod doporučenými limity expozice (tam, kde jsou stanovené) nebo na přijatelné úrovni (v zemích, kde limity expozice nebyly stanoveny), musí se nosit schválený respirátor.

Hygienická opatření:

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.

Opatření pro ochranu životního prostředí:

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství:

kapalný

Forma:

kapalný

Barva:

Údaje nejsou k dispozici.

Zápach:

Charakteristický

Prahová mez zápalu:

Údaje nejsou k dispozici.

pH:

Údaje nejsou k dispozici.

bod tuhnutí:

0 °C

Bod varu:

100 °C

Bod vzplanutí:

Údaje nejsou k dispozici.

Rychlost odpařování:

Údaje nejsou k dispozici.

Hořlavost (pevné látky, plyny):

Údaje nejsou k dispozici.

Horní mez výbušnosti (%)	Údaje nejsou k dispozici.
Mez hořlavosti - dolní (%)	Údaje nejsou k dispozici.
Tlak par:	1.100 hPa (50 °C)
Hustota par (vzduch=1):	Údaje nejsou k dispozici.
Hustota:	1,02 g/cm ³ (25 °C)
Poměrná hustota:	Údaje nejsou k dispozici.
Rozpustnost	
Rozpustnost ve vodě:	Údaje nejsou k dispozici.
Rozpustnost (jiné):	Údaje nejsou k dispozici.
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	Údaje nejsou k dispozici.
Teplota samovznícení:	Údaje nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu:	Údaje nejsou k dispozici.
Viskozita:	Údaje nejsou k dispozici.
Výbušné vlastnosti:	Údaje nejsou k dispozici.
Oxidační vlastnosti:	Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita:	Při běžném použití není známa žádná nebezpečná reakce.
10.2 Chemická stabilita:	Materiál je stabilní za běžných podmínek.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:	Nedochází k nebezpečné polymerizaci.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:	Údaje nejsou k dispozici.
10.5 Neslučitelné materiály:	Údaje nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:	Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Informace o pravděpodobných expozičních cestách

Inhalování:	Při běžném použití žádné známé ani očekávané účinky.
Styk s kůží:	Při běžném použití žádné známé ani očekávané účinky.
Kontakt s očima:	Při běžném použití žádné známé ani očekávané účinky.
Požítí:	Neočekávají se žádné nežádoucí účinky v důsledku požití.

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Polknutí

Produkt:	ATEmix (Odhad akutní toxicity): 10.706,64 mg/kg
Určená látka / Určené látky	
Dodecyltrimethylammonium bromide	Údaje nejsou k dispozici.
ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT,	Údaje nejsou k dispozici.

MONOHYDRATE

Kontakt s pokožkou

Produkt: ATEmix (Odhad akutní toxicity) 76.923,08 mg/kg

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Inhalování

Produkt: Na základě dostupných údajů není klasifikována jako akutně toxická.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita opakované dávky

Produkt: Žádný známý.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Poleptání/Podráždění kůže:

Produkt: Neznámý.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Vážné poškození očí/Podráždění očí:

Produkt: Neznámý.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Respirační nebo kožní senzibilizace:

Produkt: Nezvyšuje citlivost pokožky nebo dýchacích cest.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Mutagenita v zárodečných buňkách

In vitro

Produkt: Nebyly zjištěny žádné mutagenní složky

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammoniu m bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

In vivo

Produkt: Nebyly zjištěny žádné mutagenní složky

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammoniu m bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita

Produkt: U této látky nejsou doloženy karcinogenní vlastnosti.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammoniu m bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci

Produkt: Žádné toxické složky pro reprodukci

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammoniu m bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány - Jednorázová expozice

Produkt: Žádný známý.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammoniu m bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány - Opakovaná expozice

Produkt: Žádný známý.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammoniu m bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Nebezpečí při vdechnutí

Produkt: Neklasifikuje se

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide
ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE

Údaje nejsou k dispozici.

Údaje nejsou k dispozici.

Jiné nepříznivé účinky: Žádný známý.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Obecné informace: Obsahuje látku, která vyvolává nebezpečí škodlivých účinků pro životní prostředí.

12.1 Toxicita

Akutní toxicita

Ryby

Produkt: Údaje nejsou k dispozici.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Vodní bezobratlí

Produkt: Údaje nejsou k dispozici.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide LC 50 (Amphipod (Echinogammarus tibaldii), 24 h): 105 - 145 mg/l (fixní) smrtelnost

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Chronická toxicita

Ryby

Produkt: Údaje nejsou k dispozici.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Vodní bezobratlí

Produkt: Údaje nejsou k dispozici.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro vodní rostliny

Produkt: Údaje nejsou k dispozici.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologická rozložitelnost

Produkt: U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho rozložitelnosti.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

Poměr BOD/COD

Produkt Není určeno.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Produkt: Neznámý.

Určená látka / Určené látky

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě:

Údaje nejsou k dispozici.

Známa nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Není k dispozici.

Dodecyltrimethylammonium bromide Údaje nejsou k dispozici.

ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE Údaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky:

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.7 Další informace:

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Obecné informace: Údaje nejsou k dispozici.

Způsoby likvidace: Vypouštění, provozování nebo likvidace může podléhat celostátním nebo místním zákonům. Zamezte odtoku do kanalizací, stok a vodních toků.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR

14.1 Číslo UN:	UN 3082
14.2 Pojmenování a popis:	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.(DOTAB)
14.3 Třída/Třídy Nebezpečnosti pro Přepravu	
Třída:	9
Označení:	9
Nebezpečnost č. (ADR):	90
Kód pro omezení vjezdu do tunelů:	(E)
14.4 Obalová skupina:	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není určeno.

RID

14.1 Číslo UN:	UN 3082
14.2 Pojmenování a popis	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
14.3 Třída/Třídy Nebezpečnosti pro Přepravu	
Třída:	9
Označení:	9
14.4 Obalová skupina:	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není určeno.

IMDG

14.1 Číslo UN:	UN 3082
14.2 Pojmenování a popis:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(DOTAB)
14.3 Třída/Třídy Nebezpečnosti pro Přepravu	
Třída:	9
Označení:	9
Č. EmS:	F-A, S-F
14.4 Obalová skupina:	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není určeno.

IATA

14.1 Číslo UN:	UN 3082
14.2 Správný název pro přepravu:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(DOTAB)
14.3 Třída/Třídy Nebezpečnosti pro Přepravu:	
Třída:	9
Označení:	9
14.4 Obalová skupina:	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není určeno.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: Nepoužitelné

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Nařízení EU

Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu: žádný

Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách: žádný

Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek: žádný

Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH příloha XIV Látky podléhající povolení v platném znění: žádný

Nařízení (ES) č.1907/2006 příloha XVII Látky podléhající omezení v uvádění na trh a používání: žádný

Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci: žádný

Směrnice 92/85/EHS o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň: žádný

Směrnice 96/82/ES (Seveso III) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek: žádný

NAŘÍZENÍ (ES) č. 166/2006 kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, PŘÍLOHA II: Znečišťující látky: žádný

Směrnice 98/24/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými látkami používanými při práci:

Chemický název	Č. CAS	Koncentrace
ETHANEDIOIC ACID, DIAMMONIUM SALT, MONOHYDRATE	6009-70-7	1,0 - 10%

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Informace o revizi: Netýká se.

Reference

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.
vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.

Klíčové reference a zdroje z literatury pro získání údajů: Údaje nejsou k dispozici.

Znění H-vět v oddíle 2 a 3

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace o školení: Údaje nejsou k dispozici.

Datum Vydání: 19.10.2017
BL č.:

Právní výhrada:

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu (BL) byly připraveny na základě údajů, které byly k datu vyhotovení tohoto BL považovány za správné. SPOLEČNOST AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ("AVANTOR") VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM ZÁKONEM POSKYTNOUT JAKÁKOLI UJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JEJICH SPRÁVNOSTI, ÚPLNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI POUŽITÍ, PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV, VÝKONNOSTI, BEZPEČNOSTI, ÚČELNOSTI A STABILITY. Tento BL je určen jako návod ke správnému použití, manipulaci, skladování a likvidaci výrobku, k němuž byl vystaven, ze strany řádně proškolených zaměstnanců, nelze jej však chápat jako vyčerpávající zdroj informací. Uživatelům výrobků společnosti Avantor se doporučuje provést vlastní zkoušky a na základě vlastního úsudku stanovit bezpečnost, vhodnost a správné použití, manipulaci, skladování a likvidaci každého výrobku i kombinace výrobků pro své vlastní účely a použití. SPOLEČNOST AVANTOR ODMÍTÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM ZÁKONEM ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA NÁHRADU ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, MIMO JINÉ ANI ZA UŠLÝ ZISK, POŠKOZENÍ POVĚSTI, STAŽENÍ VÝROBKU Z TRHU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, A SOUČASNĚ KUPUJÍCÍ POUŽÍVÁNÍM VÝROBKŮ SPOLEČNOSTI AVANTOR VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS S TÍMTO ODMÍTNUTÍM ODPOVĚDNOSTI.