

Příbalová informace

(datum revize: 28.4.2009)

· **Údaje k produktu**

· **Obchodní označení:**

CyMet NR V

· **Číslo výrobku:** 3485

· **Identifikace výrobce/dovozce:**

Mallinckrodt Baker B.V. Tel: (+31) (0)570 - 687500

P.O.Box 1 Fax: (+31) (0)570 - 687574

7400 AA Deventer

The Netherlands

· **Obor poskytující informace:** Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500

· **Použití :**

Lyzační roztok pro hematologické analyzátoři Nihon Kohden k určení diferenciálu

· **Chemická charakteristika:**

· **Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

· **Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:** odpadá

· **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v Bezpečnostním listě.

· **Všeobecné údaje:**

Skupenství: Kapalná

Barva: Podle označení produktu

Zápach (vně): Charakteristický

Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno

Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C.

· **Bod vzplanutí:** Nedá se použít.

· **Nebezpečí exploze:** U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· **Tenze par při 20°C:** 23 hPa

· **Hustota při 20°C:** 1 g/cm³

· **Rozpuštěnost ve / směšitelnost s**

vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· **Pokyny pro zacházení:**

· **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Pokyny pro skladování:**

· **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.

· **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.

· **Další údaje k podmínkám skladování:** Žádné.

· **Všeobecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

· **Při styku s kůží:** Tento produkt nemá všeobecně dráždivý účinek na pokožku.

· **Při zasažení očí:** Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

· **Při požití:** Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

· **Pokyny k likvidaci:**

· **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

· **Kontaminované obaly:**

· **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

Další bezpečnostní informace : Viz. Bezpečnostní list

Upozornění :

• Otevřenou reagentii je nutné spotřebovat do 30 dnů.

• Nepoužívejte hemolyzující reagentii po datu spotřeby uvedeném na vnějším obalu reagentie.

• Pro hemolyzující reagentii používejte pouze původní víčko. Koncentrace reagentie se jinak změní a ovlivní měření.

Návod k použití :

1. Koncovku na lyzační reagentii (označena žlutě) připojte k přívodu HEMO 5 na bočním panelu hematologického analyzátoru.

2. Koncovku protáhněte víčkem.

3. Vložte koncovku do nádoby Cymet NR V.

4. Utáhněte víčko koncovky.