

DIRUI

HC-300

Urine Analyzer

Poloautomatický analyzátor pro vyhodnocení močových proužků



- Snadno přenosný, kompaktní analyzátor, napájení 230V (12V)
- Rychlost 60 nebo 120 testů za hodinu, paměť na 5.000 výsledků
- Barevná dotyková LCD obrazovka (4,3 palce), integrovaná termotiskárna
- Čtečka čárových kódů (barcode a 2D code), možnost ručního zadání pomocí dotykového displeje (písmena, čísla)
- Oddělená paměť pro patientské výsledky a výsledky QC
- Kalibrace a kontrola přístroje kalibračními proužky pro opakované použití
- RS-232 kabel pro připojení do LIS či PC
- Komunikační program na CD pro sběr dat do PC (RS-232), export na SD kartu
- Automatická korekce výsledků vzhledem k teplotě, pH, hustotě a zabarvení
- Zdroj studeného světla a měření při 4 vlnových délkách – vysoká citlivost, přesnost, specifická a redukce okolního světla
- Měřené parametry (v závislosti na zvoleném typu proužku):
 - urobilinogen, bilirubin, ketony, krev, protein, nitrity, leukocyty, glukóza, specifická hmotnost, pH, vitamin C, vápník, kreatinin, mikroalbumin, poměr A/C
- Rozhraní v jazyce: EN/RU/ES/IT/PT/DE/TR/FR/PL
- Kompaktní rozměry: 140 x 265 x 125 mm, hmotnost 1,5 kg

MEDISTA spol.s r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Czech Republic



Tel.: +420 241 444 525
+420 241 444 668
+420 241 444 637
E-mail: medista@medista.cz
Web: www.medista.cz